

## Confort pour un traitement réussi

ResMed se consacre depuis toujours au développement de masques confortables, simples et faciles à utiliser, conçus pour rester stables et assurer l'étanchéité.

Pour optimiser l'adaptation au masque, ResMed propose le patch nasal Gecko™. Accessoire simple et confortable, il protège l'arête nasale du patient, quel que soit le masque et le type de ventilation.



### Une protection qui s'adapte à **tous**

Une grande majorité de patients identifie le confort au masque comme le principal axe d'amélioration de leur traitement.

Le Gecko est un patch nasal en polymère qui permet d'améliorer le confort patient en palliant aux conséquences liées à une mauvaise adaptation du masque.

Hypoallergénique, non toxique, et sans contre-indications, le Gecko peut être utilisé avec des masques faciaux et nasaux. Disponible en deux tailles, il est conçu pour s'adapter à tous les patients.

Il permet de **réduire les points de pression, améliorer le confort au masque et diminuer les fuites non intentionnelles.**

**Gecko™**  
PATCH NASAL



## Bien choisir la taille du patch Gecko

Pour bien ajuster le patch Gecko, les ailes du patch doivent s'arrêter **entre les pupilles et les coins externes des yeux**, comme indiqué ci-contre. Le Gecko est disponible en **deux tailles**, S et L, **pour s'adapter à tous les patients**. Pour choisir la taille adéquate, vous pouvez découper les patrons gabarits disponibles au verso. A titre indicatif, le patch taille Large est considéré comme le choix standard. Il est idéal pour les masques tailles Médium, Large et Extra-Large. Le patch taille Small convient idéalement aux masques tailles Small, Extra-Small et Petite.

En cas de doute, nous vous recommandons d'utiliser la taille Large.

## Confort pour plus d'observance

Le patch nasal Gecko crée une barrière entre la peau et le masque. Il réduit l'inconfort et les points de pression, afin de prévenir efficacement la formation d'escarres.

Parce qu'il s'ajuste idéalement aux différentes formes de visage, il contribue à la réduction des fuites non intentionnelles.

## Conseils de Mise en Place

- 1 Avant chaque utilisation et au moins une fois par jour, lavez le patch à l'eau tiède avec un savon doux, puis rincez
- 2 Placez le patch Gecko sur l'arête nasale
- 3 Si besoin, ajustez le patch selon différents angles pour l'adapter aux contours du visage du patient
- 4 Mettez le masque en place selon la procédure classique

Fréquence de  
remplacement  
recommandée

**30 jours**

## Codes Produit

Taille	Unité	Pack de 10
<b>S</b>	<b>61912</b>	<b>61916</b>
<b>L</b>	<b>61913</b>	<b>61917</b>

**Gecko™**  
PATCH NASAL

**ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive  
Bella Vista NSW 2153 Australie

**Distribué par :** ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - **CE/REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK - ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site [www.resmed.com](http://www.resmed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde.  
**Patch nasal Gecko™ - Indications :** Patch nasal destiné à fournir une barrière mécanique entre le masque et le visage des patients. Il est adapté pour une utilisation avec des masques nasaux et faciaux. - **Dispositif médical de classe :** I. - **Evaluation de la conformité par :** TÜV0123. - **Bon usage :** Lire attentivement le guide de mise en place fourni avec le dispositif. - **Remboursement :** Pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). © 2013 ResMed Ltd. 1016233/2 2013-05

[www.resmed.com](http://www.resmed.com)

Patrons Gabarit Disponibles pour téléchargement sur [www.resmed.com](http://www.resmed.com)

**Large**

**Idéal pour les masques de tailles  
MÉDIUM, LARGE et EXTRA-LARGE.**

**Patch taille Large**

Largeur maximale : 10,7 cm Hauteur maximale : 5,1 cm

**Small**

**Idéal pour les masques de tailles  
SMALL, EXTRA-SMALL et PETITE.**

**Patch taille Small**

Largeur maximale : 8,9 cm Hauteur maximale : 3,8 cm