

ClipAir augmente le passage de l'air pour une respiration optimale.

SOMMEIL

- Combat les ronflements.
- Améliore la respiration et favorise la récupération.
- Préviend l'assèchement de la gorge.

SPORT

- Diminue l'effort respiratoire et favorise l'oxygénation.
- Empêche le resserrement des ailes du nez en cas de fortes inspirations.

ClipAir erleichtert die Zufuhr der eingeatmeten Luft für eine optimale Atmung.

SCHLAF

- Gegen Schnarchen.
- Verbessert die Atmung und fördert die Regenerierung.
- Verhindert ein Austrocknen des Rachens.

SPORT

- Reduziert die Atemanstrengung und fördert die Sauerstoffzufuhr.
- Verhindert die Verengung der Nasenflügel bei starker Atmung.

ClipAir migliora il flusso d'aria e procura una respirazione ottimale.

SONNO

- Sollievo del russamento.
- Migliora la respirazione e favorisce il recupero.
- Previene la gola secca.

SPORT

- Diminuisce lo sforzo respiratorio e favorisce l'ossigenazione.
- Previene l'inasprimento delle narici durante respiri pesanti.

ClipAir®

Dilatateur nasal Nasenspreizer Dilatatore nasale



**CONTRE
LES RONFLEMENTS ET
LA CONGESTION NASALE**

**GEGEN
SCHNARCHEN UND
VERSTOPFTE NASEN**

**CONTRO
IL RUSSAMENTO
E
LA CONGESTIONE NASALE**

EC REP EUROPECEPT
Alsstr. 97
DE-41063
Mönchengladbach



L M

S




7 640 104 927 204



Patent no.: 701807

OSCIWED SA / Allée du Quartz 3 / CH-2000 La Chaux-de-Fonds / Tél: 0041 32 926 63 36 / info@osciwedsa.com / www.osciwedsa.com



ClipAir®

Dilatateur nasal Nasenspreizer Dilatore nasale

MISE EN PLACE ET ADAPTA- TION À VOTRE NEZ :

Si le port du dilatateur provoque une gêne ou une irritation des muqueuses, au besoin, placer le dans l'eau chaude (60°C) et former en fonction de votre nez. Si la gêne persiste, cessez le port de l'appareil. En cas d'incident grave, contacter le fabricant.

ENTRETIEN :

Laver à l'eau tiède savonneuse. Pour garantir hygiène et efficacité, changer le clip tous les 3 mois. Conserver à température ambiante. En fin de vie, jeter le dispositif à la poubelle.

⚠ Ne pas laisser le produit à la disposition des enfants.

EINSATZ UND ANPASSUNG AN IHRE NASE:

Sollte das Tragen des Nasenspreizers zu Unbehagen oder Schleimhautreizungen führen, legen Sie ihn ggf. in heißes Wasser (60°C) und passen Sie ihn an Ihre Nase an. Wenn die Beschwerden anhalten, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Bei einem schwerwiegenden Vorfall den Hersteller kontaktieren.

PFLEGE:

Mit lauwarmem Seifenwasser reinigen. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, ClipAir spätestens alle drei Monate auszuwechseln. Bei Umgebungstemperatur aufbewahren.

Nach Ende der Lebensdauer im Haushaltsmüll entsorgen.

⚠ Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

COLLOCAZIONE E ADATTA- MENTO AL NASO:

Se indossare il dilatatore provoca fastidio o irritazione delle mucose, se necessario, porre in acqua calda (60°C) e adattarlo al naso. Se il fastidio persiste, interrompere l'uso del dispositivo. In caso di evento grave, contattare il produttore.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Lavare in acqua tiepida e sapone dopo l'uso. Per motivi di igiene, è consigliabile cambiare il clip ogni 3 mesi.

Conservare a temperatura ambiente.

Al termine del ciclo di vita, gettare il dispositivo nella spazzatura.

⚠ Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.

CONTRE LES RONFLEMENTS ET LA CONGESTION NASALE

- discret
- confortable
- efficace
- réutilisable
- 3 tailles fournies

GEGEN SCHNARCHEN UND VERSTOPFTE NASEN

- diskret
- bequem
- wirksam
- wiederverwendbar
- 3 Größen enthalten

CONTRO IL RUSCIAMENTO E LA CONGESTIONE NASALE

- discreto
- confortevole
- efficace
- riutilizzabile
- 3 taglie disponibili

Signification des symboles / Bedeutung der Symbole / Significato dei simboli

🏭 Fabricant / Hersteller / Produttore • Représentant légal autorisé dans l'union européenne / Bevollmächtigter Vertreter in der Europäische Union / Rappresentante legale autorizzato nell'unione europea • Batch number / Chargennummer / Numéro de lot • Numéro de lot / Chargennummer / Numero di lotto • Date limite d'utilisation / Mindesthaltbarkeitsdatum / Data limite di utilizzo • Référence de catalogue / Artikelnr. im Katalog / Riferimento di catalogo • Craint l'humidité / Feuchtigkeitsempfindlich / Teme l'umidità • Lire les instructions / Gebrauchsanweisung lesen / Leggere le istruzioni • Attention / Achtung / Attenzione
 C€ Dispositif médical de classe I conforme aux normes européennes / Medizinprodukt der Klasse I nach europäischen Standards / Dispositivo medico di classe I conforme alle norme europee.