



BM 96
CARDIO

beurer
medical

BM 96 **CARDIO** Tensiomètre avec fonction ECG



Appareil ECG monocanal pour enregistrer la fréquence cardiaque



Détection avancée de l'arythmie : y compris la fibrillation auriculaire et l'extrasystole



Voyant de repos* pour des résultats de mesure précis



Suivi optimal de la tension artérielle et du rythme cardiaque via l'app
Mesure automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras

Enregistrement ECG sur 30-120 secondes avec le stick

Technologie de gonflage : Mesure rapide et confortable pendant le processus de gonflage

Indicateur de risque

Écran XL parfaitement lisible à éclairage blanc

Utilisation simple grâce aux 4 boutons tactiles du capteur

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Message en cas d'erreur d'utilisation

Contrôle de la position du brassard

Fonction calcul : présente la valeur moyenne de la pression artérielle relevée matin et soir sur les 7 derniers jours

Présélection et dégonflage automatiques de la pression

Dispositif médical

Date et heure / Arrêt automatique

Indicateur de changement de batterie

Bouton marche/arrêt éclairé

Pour un tour de bras de 22 à 42 cm

Câble USB et piles (4 x 1,5V AAA) inclus

Dimensions (LxH) : Tensiomètre : 120 x 144 x 53 mm,
Stick ECG : 120 x 22 mm

Poids : Tensiomètre: env. 490 g (sans batterie et tour de bras),
Stick ECG : env. 40g

Garantie : 5 ans

Colisage : 4 unités / colis

EAN n°: 4211125 65801 4

Référence article n° : 658.01

* Brevet EP 1673 009

658.01_BM96_2021-07-02_02_DS_EN_BEU Subject to errors and changes



BM 96
CARDIO

beurer
medical

Enregistrement ECG

Le moniteur de mesure artérielle est équipé du stick ergonomique ECG et d'une fonction de stockage très pratique. Il existe trois méthodes de mesure :



Méthode de mesure A : index droit - poitrine
Méthode de mesure B : index gauche - poitrine



Méthode de mesure C : main gauche - main droite



CONNECTION

synchro. via Bluetooth®

synchro. via USB

Mise en réseau innovante entre le smartphone et le moniteur - gardez une trace des mesures sur place et/ou en déplacement. Facile à synchroniser avec le Bluetooth®.

works with

HealthManager Pro

works with

HealthManager

Synchro. avec

- iOS ≥ 12.0 Android™ ≥ 8.0
- Bluetooth® ≥ 4.0
- ≥ Windows 8.1
- ≥ USB 2.0 (Type-A)

Liste des appareils compatibles

Ne peut être utilisé avec toutes ses fonctionnalités qu'avec l'application « beurer HealthManager Pro » / « beurer HealthManager ». Accès gratuit à « beurer HealthManager Pro » / « beurer HealthManager »

658_01_BM96_2021-07-02_DS_EN_BEU Subject to errors and changes

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.