


# FICHE TECHNIQUE SIROP DE SUCRE INVERTI WELLION® ORANGE

MED TRUST FRANCE



THE MEDICAL SERVICES COMPANY



## DESRIPTIF

La solution de resucrage Wellion® ORANGE est un sirop de sucre inverti utilisé pour la prévention et la gestion des hypoglycémies. Il est composé de trois sucres différents : glucose, saccharose et fructose. Chacun de ces sucres a une rapidité et durée d'action spécifique et l'ensemble assure une efficacité optimale en cas d'hypoglycémie.

### Usage prévu :

En prévention, ce sirop de sucre inverti est discret, pratique et facile à transporter dans n'importe quel sac ou poche. Wellion® ORANGE est protégé par un emballage résistant et se conserve à température ambiante et longtemps.

Lors de la survenue d'une hypoglycémie, Wellion® ORANGE permet une action rapide par l'absorption dès le contact avec la muqueuse buccale et est efficace grâce à ses trois sucres qui le composent, ayant chacun des durées d'action différentes. Wellion® ORANGE permet de médicaliser l'hypoglycémie de manière cohérente avec l'éducation thérapeutique et sans risque de provoquer une hyperglycémie à la suite de l'hypoglycémie.

Wellion® ORANGE peut être également très utile et apprécié par les sportifs qui recherchent une source d'énergie facilement transportable pour booster leurs performances.

# FICHE TECHNIQUE SIROP DE SUCRE INVERTI WELLION® ORANGE

MED TRUST FRANCE



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <b>CLASSIFICATION</b>                        | Aliment - Sirop de sucre inverti |  |
| <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES par stick</b> | Composition                      | Glucose, saccharose, fructose, eau, arômes (matière sèche 80%), sucre inverti (66%).<br>Aucun conservateur, ni gluten. |
|  | Quantité de glucides             | 12-15 g  |
| <b>VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100g</b>     | Energie                          | 1266 kJ / 298 kcal   |
|  | Matières grasses                 | 0 g  |
|  | <i>Dont acides gras saturés</i>  | 0 g  |
|  | Glucides                         | 74,5 g   |
|  | <i>Dont sucres</i>               | 74,5 g   |
|  | Fibres alimentaires              | 0 g  |
|  | Protéines                        | 0 g  |
|  | Sel                              | 0 g  |
| <b>CONDITIONS DE CONSERVATION</b>            | Intervalle de température        | De 0°C à +50°C   |
|  | Taux d'humidité                  | 0 - 50 %   |
|  | Après ouverture                  | Température ambiante   |



## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Modèle disponible :</b>          | <b>Wellion® ORANGE</b>  |
| <b>Référence interne :</b>          | WELL001   |
| <b>Code EAN :</b>                   | <b>9120015780177</b>  |
| <b>Conditionnement primaire :</b>   | stick<br>Dimensions (cm) : 14,7 (l) × 0,5 (p) × 2,5 (H)<br>Poids : 18 g                         |
| <b>Conditionnement secondaire :</b> | Boite cartonnée de 10 sticks<br>Dimensions (cm) : 6.5 (l) × 3,5 (p) × 15,2 (H)<br>Poids : 180 g |

# FICHE TECHNIQUE SIROP DE SUCRE INVERTI WELLION® ORANGE

MED TRUST FRANCE



THE MEDICAL SERVICES COMPANY

## FABRICANT & DISTRIBUTEUR

### FABRIQUANT

MED TRUST Handelsges.m.b.H  
Gewerbepark 10, A-7221 Marz (Autriche)

Certification EN ISO 13485 : 2016 par TÜV Rheinland (n°SX 60128605 0001)

### PAYS D'ORIGINE

Autriche

### REPRÉSENTANT FRANÇAIS (DISTRIBUTEUR)

MED TRUST France sarl  
Zone Industrielle Poujeau Pendu  
12 chemin de la Briqueterie  
33610 Canéjan (France)

### CONTACT

Tél : 05.33.06.17.17

Fax : 05.33.06.99.40

[www.medtrust.fr](http://www.medtrust.fr)

[info@medtrust.fr](mailto:info@medtrust.fr)

[commande@medtrust.fr](mailto:commande@medtrust.fr)

0 800 94 22 23

Service & appel  
gratuits

Document créé le 28/09/2021